

## CBLEPM

### STMISOL/A と 4 チャンネル D/A ユニットとのインターフェースケーブル

CBLEPM は STMISOLA/L と 4 チャンネル D/A ユニットを接続するためのインターフェースケーブルです。3.5mm のフォンジャックは、STMISOLA/L フォンプラグトリガーに接続し、2 本の錫メッキ線は、D/A ユニットのネジ端子に接続します。



## 仕様

錫メッキ線×2 への 3.5mm フォンプラグ (雌型)

参照: [STMISOLA 刺激装置](#)および [STMEPM E-Prime システム](#)