

### イーサネットケーブル

#### CBLETH1/2 — イーサネットケーブル

**CBLETH1** は 2m のイーサネットストレートケーブルです。

- ・ MP160 システムには、CBLETH1 が 1 本付属しています。
- ・ MP150 をイーサネットスイッチングハブに接続するために CBLETH1 を 1 本使用し、ハブをローカルエリアネットワーク (LAN) に接続するために CBLETH1 を 1 本使用します。



**CBLETH2** は 2m のイーサネットクロスオーバーケーブルです。

- ・ MP150 システムには、CBLETH2 が 1 本付属しています。
- ・ MP150 をイーサネットインターフェース (MP システムと一緒に出荷される ETHUSB インターフェースなど) に接続するために CBLETH2 を使用します。

