

TSD155C 心電図用マルチリード線 [3チャンネル]

胸部誘導を用いて12誘導 ECG を記録する際に、TSD155C を使用します。TSD155C マルチリード ECG ケーブルは、3m の長さで、誘導 I、II、III、aVR、aVL、aVF、および胸部誘導 [V1、V2、V3、V4、V5、V6] のいずれか一か所の同時記録の為にウィルソンターミナルを組込んでいます。

TSD155C は、3つの ECG100C アンプを使用して標準の12誘導 ECG を記録するために使用します。

全ての胸部誘導を記録するには WT100C ウィルソンターミナルを使用してください。



参照： TEL100 との互換性：SS29